



**Automatyka Spawalnictwo Serwis**

Wróblewskiego 90A

94-103 Łódź

NIP: 7272797306

sklep@ass.info.pl

Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 08:10

Link do produktu: <https://strefaspawania.pl/restorinox-p-2116.html>

## RESTORINOX



żel 2kg

żel 10kg

żel 30kg

Numer katalogowy **W000266430 / W000266431 / W000266424**

Kod producenta **W000266430 / W000266431 / W000266424**

Producent **LINCOLN ELECTRIC**

### Opis produktu

#### **UWAGA!! Zamówienie na ten produkt należy składać tylko drogą mailową**

Jest to końcowy etap procesu i jest absolutnie niezbędny do zachowania własności stali nierdzewnej. Odtwarza warstwę tlenków na powierzchni stali nierdzewnej, usuniętych w procesie trawienia. W rzeczywistości naprawiona zostaje warstwa chromu, uszkodzona na skutek wpływu ciepła. Odtworzona pasywna warstwa tlenków chroni przed czynnikami zewnętrznymi.

#### **Jak używać żel RESTORINOX?**

Na wstępie przeprowadź odtłuszczenie i trawienie za pomocą preparatu CLEANOX i PICKLINOX. Następnie nanieś preparat pasywacyjny. Pozostaw na 20 do 60 minut, aby umożliwić działanie produktu. Na koniec usuń preparat za pomocą czystej wody. Nie należy narażać produktu i obrabianej powierzchni na działanie promieni słonecznych oraz innych czynników atmosferycznych.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wariant i ilość produktu:** Żel 10kg , Żel 2kg , Żel 30kg